

Hocheffektive, schnelle und sichere Desinfektionen
 von Krankenhäusern, Büros, Pflegeheimen, Hotels und Ställen.

Wissenschaftlich nachgewiesen, effizient und sicher mit



DISINFECT - das patentierte Verfahren aus Österreich!



*Weltweit patentierter
Ultraschallverdampfer*



*Weltweit anerkanntes
Desinfektionsmittel
(=Wasserstoffperoxid + Silberionen)*



Viren



Keime



Schimmel



Wanzen



Milben




Gerüche

Wie wirkt das patentierte Verfahren?

1

Das Desinfektionsmittel wird kalt und trocken vernebelt.



herkömmliche Verfahren

2

Das Desinfektionsmittel verteilt sich im Raum und umhüllt die Schädlinge.



Schädlinge werden umhüllt.

herkömmliche Verfahren




*Große Tropfen verkleben.
→Schädlinge werden geschützt.*

3

Das H₂O₂ zerstört die Zellhülle des Schädlings. Die Silberionen verhindern eine Neuverkeimung.



Ablauf einer Desinfektion



Welche Proben werden genommen?

hygicult® TPC



Bestimmung der Gesamtkeimzahl verursacht durch die häufigsten Bakterien, Hefen und Pilze.

hygicult® Y & F



Nachweis von Hefen und Pilzen

hygicult® E/β



Nachweis von Enterobakterien und E. coli Bakterien

Vorteile von DISINFECT



Bis zu 99,9999% der Keime werden inaktiviert



Nachweis durch Referenzprobe



Schnelle und unkomplizierte Anwendung



H₂O₂ zerfällt in Wasser + Sauerstoff = keine Rückstände



keine Kondensation = kein Trockenwischen



Zusätzliche Geruchsneutralisation



Bestes Ergebnis zum marktüblichen Preis



Schnell und österreichweit zur Stelle